



## انکوباتور ۲۰۰ لیتری محفظه استیل

محدوده دمایی: ۷۰-۳۷ درجه سانتی گراد

دقت دمایی:  $\pm 2$  درجه سانتی گراد

ابعاد خارجی و داخلی: در بخش توضیحات مشاهده نمایید

تایمر: ۱ تا ۹۹۰ دقیقه دیجیتال و یا دائم کار ( Off Time )

ترموستات: PID کنترلر دیجیتال

ترموتر ( نمایشگر دما ): دیجیتال با سنسور PT1۰۰

فن: ۲۴۰۰ دور در دقیقه تمام مس

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

توان: ۱۰۰۰ وات

قابلیت کالیبراسیون: اتوکالیبره