



انکوباتور یخچالدار BOD

محدوده دمایی: ۵- تا +۶۵ درجه سانتی گراد

دقت دمایی : ± درجه سانتی گراد

ابعاد خارجی : ۸۵*۵۴*۶۱ سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع

ابعاد داخلی : ۳۶*۳۰*۴۸ سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع

تاپیر : دیجیتال

ترموستات : دیجیتال

ترموهرنتر(نمایشگر دما): دیجیتال

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

توان المنت: ۲۵۰ وات

توان کمپرسور : HP ۱/۴

قابلیت کالیبراسیون : دارد

وزن : ۵۰ کیلوگرم

حجم
۵۵ لیتری

۴۸ سانتیمتر

ابعاد داخلی.عرض

۳۶ سانتیمتر

ابعاد داخلی.ارتفاع

۳۱ سانتیمتر

ابعاد داخلی.طول

۶۱ سانتیمتر

ابعاد خارجی.عرض

۸۵ سانتیمتر

ابعاد خارجی.ارتفاع

۵۴ سانتیمتر

ابعاد خارجی.طول

شیماز

برند

° تا ۷۰ درجه سانتیگراد

محدوده دمایی

° تا ۷۰ درجه سانتیگراد

محدوده دمایی قابل کنترل

± درجه سانتی گراد

دقت دمایی

پشم سنگ، یونولیت

نوع عایق

المنت وایر از جنس کرم-آلومل

نوع المنت

ترموستات PID

نوع سیستم کنترل

دیجیتال

نوع ترموستات

دیجیتال

نوع ترمومتر

۹۹۰ دقیقه دیجیتال

نوع تایмер

پاناسونیک ۱/۴ اسب بخار

نوع کمپرسور

NTC

نوع سنسور

ورق آهن با پوشش رنگ الکتروستاتیک

جنس بدنه

آلومینیوم

جنس محفظه داخلی

فاقد سینی

تعداد جای سینی

فاقد سینی

تعداد سینی

۲۲۰ ولت

ولتاژ

توان	۲۵۰ وات
قابلیت کالیبراسیون	اتوکالیبیره
عیب یاب مرکزی	دارد
پروگرام	تک پروگرام
دربیچه تخلیه بخارات	ندارد
فن	دارد
گارانتی	گارانتی ۱۲ ماهه شیماز، یک هفته مهلت تست
اقلام همراه دستگاه	۴ عدد پایه تنظیم، دفترچه راهنمای کابل، کارت ضمانت
وزن	۵۰ کیلوگرم