



انکوباتور یخچالدار محفظه آلومنینیوم

محدوده دمایی: ۵-۴۵ درجه سانتی گراد

دقت دمایی: ± درجه سانتی گراد

ابعاد خارجی : ۸۵*۵۴*۶۱ سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع

ابعاد داخلی : ۳۶*۳۰*۴۸ سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع

تایмер : دیجیتال

ترموستات : دیجیتال

ترموهرنتر(نمایشگر دما): دیجیتال

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

توان المنت: ۲۵۰ وات

توان کمپرسور : HP ۱/۴

قابلیت کالیبراسیون : دارد

وزن : ۵۰ کیلوگرم

۵۵ لیتری

حجم

ابعاد داخلی.عرض	۴۸ سانتیمتر
ابعاد داخلی.ارتفاع	۳۶ سانتیمتر
ابعاد داخلی.طول	۳۱ سانتیمتر
ابعاد خارجی.عرض	۶۱ سانتیمتر
ابعاد خارجی.ارتفاع	۸۵ سانتیمتر
ابعاد خارجی.طول	۵۴ سانتیمتر
برند	شیماز
محدوده دمایی	۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
محدوده دمایی قابل کنترل	۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
دقت دمایی	± ۱ درجه سانتی گراد
نوع عایق	پشم سنگ، یونولیت
نوع المنت	المنت وایر از جنس کرم-آلومل
نوع سیستم کنترل	PID
نوع ترموستات	دیجیتال
نوع ترمومتر	دیجیتال
نوع تایмер	۹۹۰ دقیقه دیجیتال
نوع سنسور	NTC
جنس بدنه	ورق آهن با پوشش رنگ الکتروستاتیک
جنس محفظه داخلی	آلومینیوم
تعداد جای سینی	۲ عدد
تعداد سینی	۲ عدد
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۲۵۰ وات

اتوکالبیره

دارد	عیب یاب مرکزی
تک پروگرام	پروگرامر
دارد، ندارد	دربیچه تخلیه بخارات
ندارد	فن
گارانتی ۱۲ ماهه شیماز، یک هفته مهلت تست	گارانتی
۴ عدد پایه تنظیم، دفترچه راهنمای کابل، کارت ضمانت	اقلام همراه دستگاه
۵۰ کیلوگرم	وزن