



انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

محدوده دمایی: ۵-۴۶ درجه سانتی گراد

دقت دمایی: ± درجه سانتی گراد

ابعاد خارجی: ۶۱*۵۴*۸۵ سانتیمتر عرض* عمق* ارتفاع

ابعاد داخلی: ۴۸*۳۰*۳۶ سانتیمتر عرض* عمق* ارتفاع

تاپر: دیجیتال

ترموستات: دیجیتال

ترمومتر(نمایشگر دما): دیجیتال

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

توان المنت: ۲۵۰ وات

توان کمپرسور: HP ۱/۴

قابلیت کالیبراسیون: دارد

وزن: ۵۵ کیلوگرم

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل دستگاهی است که دارای یک محفظه استیل می‌باشد که هم دارای سیستم سرمایشی و هم دارای سیستم گرمایشی می‌باشد.

ایجاد دمای قابل کنترل از 5°C الی 65°C با دقت $\pm 1^{\circ}\text{C}$ نموده و جهت کشت و رویش باکتری کاربرد دارد.

در دمای زیر و بالای محیط و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاه های [میکروبیولوژی](#) و کنترل کیفی و تست لوازم صنعتی به کار برده می شود.

قیمت انواع انکوباتور یخچالدار را در قسمت [لیست قیمت](#) میتوانید پیدا کنید.

مشخصات انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

مجهز به ترمومتر و تایмер دیجیتال اتوماتیک

جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

دارای فن جهت گردش هوا و ایجاد دمای یکنواخت

دارای سه طبقه و دو عدد سینی از جنس استیل 304

دارای سیستم عیب یاب مرکزی و آلام پایان کار

سیستم کنترل دمایی PID هم سو شده با فن

استیل به کار برده شده در انکوباتور یخچالدار محفظه استیل ضد زنگ میباشد.

استیل به کار برده شده در این دستگاه ضد اسید نمیباشد.







