



انکوباتور شیکردار یخچالدار

دمای قابل کنترل : از ۰ درجه سانتیگراد تا ۷۰ درجه سانتیگراد

دقت دمایی : ± 1 درجه سانتیگراد

ابعاد شیکر : ۴۰*۳۰ با تعداد ۱۲ عدد فنر در طول و ۹ عدد فنر در عرض

ابعاد محفظه داخلی : عرض ۵۰* عمق ۳۸* ارتفاع ۵۰ سانتیمتر

ابعاد خارجی : عرض ۶۳* عمق ۵۱ و ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر

فاصله بین فنر ها : ۲ سانتیمتر

ورن قابل تحمل شیکر : ۸ کیلوگرم است.

وزن دستگاه : ۶۵ کیلوگرم

حجم	۸۰ لیتری
ابعاد داخلی، عرض	۵۰ سانتیمتر
ابعاد داخلی، ارتفاع	۵۰ سانتیمتر
ابعاد داخلی، طول	۳۸ سانتیمتر

ابعاد خارجی، عرض	۶۳ سانتیمتر
ابعاد خارجی، ارتفاع	۱۰۰ سانتیمتر
ابعاد خارجی، طول	۵۱ سانتیمتر
ابعاد صفحه شیکر	۳۰ در ۴۰ سانتیمتر
برند	شیماز
محدوده دمایی	۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
محدوده دمایی قابل کنترل	۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
دقت دمایی	±۱ درجه سانتی گراد
نوع عایق	پشم سنگ، یونولیت
نوع المنت	المنت وایر از جنس کرم-آلومل
نوع سیستم کنترل	ترموستات PID
نوع ترموستات	دیجیتال
نوع ترمومتر	دیجیتال
نوع تایمر	دیجیتال
نوع سنسور	PT۱۰۰
جنس بدنه	ورق آهن با پوشش رنگ الکتروستاتیک
جنس محفظه داخلی	استیل ۳۰۴ نگیر
تعداد جای سینی	فاقد سینی
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۸۰۰ وات
قابلیت کالیبراسیون	اتوکالیبره
عیب یاب مرکزی	دارد
پروگرامر	تک پروگرام

دریچه تخلیه بخارات	ندارد
فن	دارد
گارانتی	گارانتی ۱۲ ماهه شیماز، یک هفته مهلت تست
اقلام همراه دستگاه	دفترچه راهنما، کابل، کارت ضمانت
وزن قابل تحمل شیکر	۸ کیلوگرم
وزن	۱۱ کیلوگرم