



## انکوباتور هوشمند ۱۰۰ لیتری استیل

محدوده دمایی: ۵ درجه سانتی گراد بالاتر از محیط تا ۶۵

دقت دمایی:  $\pm 1$  درجه سانتی گراد

ابعاد خارجی: ۸۵\*۵۴\*۶۱ سانتیمتر عرض\*عمق\*ارتفاع

ابعاد داخلی: ۵۳\*۴۰\*۴۸ سانتیمتر عرض\*عمق\*ارتفاع

تایمر: دیجیتال

ترموستات: دیجیتال

ترموتر(نمایشگر دما): دیجیتال

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

توان: ۵۰۰ وات

قابلیت کالیبراسیون: دارد

وزن: ۵۵ کیلوگرم

۱۰۰ لیتری

حجم

۴۸ سانتیمتر

ابعاد داخلی.عرض

ابعاد داخلی، ارتفاع	۵۳ سانتیمتر
ابعاد داخلی، طول	۴۰ سانتیمتر
ابعاد خارجی، عرض	۶۱ سانتیمتر
ابعاد خارجی، ارتفاع	۸۵ سانتیمتر
ابعاد خارجی، طول	۵۴ سانتیمتر
برند	شیماز
محدوده دمایی	۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط تا ۶۵
محدوده دمایی قابل کنترل	۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط تا ۶۵
دقت دمایی	±۲ درجه سانتی گراد
نوع عایق	پشم سنگ
نوع المنت	المنت وایر از جنس کرم-آلومل
نوع سیستم کنترل	ترموستات PID
نوع ترموستات	دیجیتال
نوع ترمومتر	دیجیتال
نوع تایمر	۹۹۰ دقیقه دیجیتال
نوع سنسور	NTC
جنس بدنه	ورق آهن با پوشش رنگ الکتروستاتیک
جنس محفظه داخلی	استیل ۳۰۴ نگیر
تعداد جای سینی	۳ عدد
تعداد سینی	۲ عدد
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۵۰۰ وات
قابلیت کالیبراسیون	اتوکالیبره

عیب یاب مرکزی	دارد
پروگرامر	تک پروگرام
دریچه تخلیه بخارات	ندارد
فن	دارد
نوع موتور فن	الکتروژن ۲۴۰۰ دور در دقیقه
گارانتی	گارانتی ۱۲ ماهه شیماز, یک هفته مهلت تست
اقلام همراه دستگاه	۴ عدد پایه تنظیم, دفترچه راهنما, کابل, کارت ضمانت
وزن	۵۵ کیلوگرم